

SERIE OBSERVA

La serie observa è la gamma di prodotti da osservazione per uso ambulatoriale. La progettazione specifica di ogni prodotto della serie garantisce una soluzione affidabile per ogni esigenza. L'intensità luminosa può essere regolata tramite il controllo touch.

Sistema di fissaggio



Gruppo batteria



Prestazioni

ALFA-FLEX

ALFA-FIX

L88-LED-M

Intensità della luce a 0,5 m di distanza (Ec)	70.000 lux	70.000 lux	2.250 lux
Diametro della lampada	9,5 cm	9,5 cm	23 cm
Temperatura colore	4.500 K	4.500 K	5.370 K
Indice di resa cromatica (CRI)	94 Ra	94 Ra	95 Ra
d10 diametro del campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec	130 mm	130 mm	200 mm
Durata Led	> 60.000 ore	> 60.000 ore	> 60.000 ore
Controllo dell'illuminazione	4 – 100%	4 – 100%	4 – 100%
Assorbimento elettrico	7W – 15VA	7W – 15VA	16,5W – 38 VA

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI



ACCESSORI



ALFA-FLEX

Tre fonti luminose con lenti coincidenti e una protezione in vetro borosilicato forniscono una luce cilindrica profonda con un'irradiazione di calore minima. Ogni led è provvisto di una resistenza per garantire l'uso continuo della lampada anche nel raro caso in cui un led si dovesse guastare. Il braccio flessibile, per un facile posizionamento della lampada, è lungo 60 cm ed è rivestito da una guaina liscia termoretraibile bianca per una facile pulizia e disinfezione.



ALFA-FIX

Tre led sono alloggiati nel riflettore per assicurare una luce intensa con un consumo energetico minimo; Lo stesso riflettore del modello ALFA-FLEX, in questo modello è montato su un braccio a snodi che garantisce un posizionamento ancora più preciso. Il nuovo design permette una ancora più facile movimentazione, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.



L88-LED-M

Particolarmente adatta per uso dermatologico e ogni volta in cui è richiesto un ingrandimento. Questo modello è dotato di una lente d'ingrandimento biconvessa in vetro ottico da Ø 120mm. Presenta una protezione in policarbonato per la protezione della fonte luminosa.





SERIE OBSERVA

Primaled

La prima e unica lampada da esame con la possibilità di selezionare un'illuminazione ambientale in aggiunta alla tradizionale luce concentrata. Il sistema di bilanciamento Ergo-Spring rende PRIMALED molto facile da posizionare e stabile. PRIMALED è ideale per ogni tipo di installazione: dall'ambulatorio all'unità di terapia intensiva.

Gruppo batteria



Sistema di fissaggio





PRIMA-FIX

Braccio a snodi

PRIMA-FLEX

Braccio flessibile

Prestazioni

Primaled

Intensità della luce a 0,5 m di distanza (Ec)	105.000 lux
Diametro della lampada	19,5 cm
Temperatura colore (2 selezioni)	4.000 - 4.500K
Indice di resa cromatica (CRI)	95 Ra
D10 diametro del campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec	150 mm
Durata Led	> 60.000 ore
Controllo dell'illuminazione	20 - 100 %
Assorbimento elettrico	10,5 W - 20 VA

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI



ACCESSORI

