

Il modello si presenta particolarmente indicato per un uso su scrivania date le ridotte dimensioni del braccio. Le molle, appositamente sviluppate, garantiscono stabilità in ogni posizione.

# 198-LED

## ACCESSORI




S11



S12



S15



RL




BASEPE



KITB24RL

<b>Potenza</b>	13,7 W
<b>Alimentazione</b>	110-240 V
<b>Illuminamento a 50 cm</b>	2.250 lux
<b>Regolazione intensità (Dimmer)</b>	5-100 %
<b>Diottrie / potere di ingrandimento</b>	3 / 1.75x
<b>Temperatura di colore</b>	4.000 K
<b>Diametro del riflettore</b>	230 mm
<b>Diametro del campo luminoso</b>	700 mm
<b>Vita dei LED</b>	60.000 ore
<b>Indice di resa cromatica (CRI)</b>	94 Ra
<b>Flusso luminoso</b>	2200 lm
<b>Movimento</b>	Riflettore + braccio a pantografo con molla
<b>Grado IP</b>	IP20
<b>Grado IK</b>	IK03
<b>Classe</b>	III
<b>Cavo di alimentazione</b>	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21; spine tipo C (europea a due poli) - su richiesta tipo G (britannica a tre poli)
<b>Fissaggio</b>	Morsetto S11, S12, S15, BASE PESANTE, RL
<b>Colorazioni</b>	Grigio martellato, Bianco martellato
<b>Codice per ordine</b>	198-LED-GM, 198-LED-BM



## CODICE PER ORDINE

**GM** **198-LED-GM**  
Grigio martellato

**BM** **198-LED-BM**  
Bianco martellato

